

# MS3-MaxiMix50

## Çoklu Tüp Karıştırıcı, Vorteks

Çoklu Tüp Karıştırıcı, Vorteks, aynı anda 50 numune ile işlem yapmaya uygundur. Test tüplerinin farklı özellikleri ile karıştırma ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli tüp tutucu aksesuarlar seçilebilir.

Mikroişlemci kontrollü, basit tasarımlı görünüm, LED gösterge üzerinden hız ve zaman görüntülenmektedir.


Kolay program tasarımı ile birlikte kısa karıştırma(short mix), zamanlayıcı, impuls ve sürekli modları bulunmaktadır. Cihaz çalışması kararlı ve sessizdir.

Çeşitli tüpler için tasarlanmış tüp tutucu pedler ile farklı özelliklerdeki numuneleri çalışma imkanı.



Özellikler	MS3-MaxiMix50
Hız kontrol aralığı	500-2500rpm
Hız hassasiyeti	±1rpm
Karıştırma orbiti	4mm
Zamanlayıcı kontrol aralığı	1sn-9999dk
İmpuls arasındaki aralık zamanlaması	1-10sn
İmpuls çalışma için zamanlama seti	1sn-99dk59sn
Maksimum yükleme	5 kg
Kapak Plakası Boyutu	W.184 x L.311mm
Voltaj	AV 220V, 50/60Hz
Güç	60W
Sigorta	250V, 1A, φ5 x 20
Boyutlar G x D x Y	W.250 x D.426 x H.480mm
Net Ağırlık	15 kg

## Opsiyonel Aksesuarlar, Tüp tutucular



M50-A



M50-B



M50-C



M50-D




M50-E




M50-F



M50-G



M50-H



M50-I

Kod	Açıklama	Delik sayısı	Boyutlar, G x D x Y
M50-A	φ10mm Köpük tüp tutucu	50	W.245 x D.132 x H.45mm
M50-B	φ12mm Köpük tüp tutucu	50	W.245 x D.132 x H.45mm
M50-C	φ13mm Köpük tüp tutucu	50	W.245 x D.132 x H.45mm
M50-D	φ16mm Köpük tüp tutucu (15ml tüpler için)	50	W.245 x D.132 x H.45mm
M50-E	φ25mm Köpük tüp tutucu	15	W.245 x D.132 x H.45mm
M50-F	φ29mm Köpük tüp tutucu (50ml tüpler için)	15	W.245 x D.132 x H.45mm
M50-G	φ38mm Köpük tüp tutucu (100ml tüpler için)	10	W.245 x D.132 x H.45mm
M50-H	Tepsi Ped Seti (yukarı pedi ve taban pedi)	/	W.305 x D.178.5 x H.25mm
M50-I	Akrilik tüp tutucu φ11mm (1.5/2.0ml tüpler için)	40	W.169 x D.84 x H.41mm