

Dijital Çok Pozisyonlu Manyetik Karıştırıcı Serisi

MS3-MaxiStir4P

4 pozisyonlu Manyetik Karıştırıcı

MS3-MaxiStir8P

8 pozisyonlu Manyetik Karıştırıcı

MS3-MaxiStir12P

12 pozisyonlu Manyetik Karıştırıcı

MS3-MaxiStir8PT

8 pozisyonlu Isıtıcı
Manyetik Karıştırıcı

Çok pozisyonlu Manyetik Karıştırıcılar, yüksek verimli deneyler için tasarlanmıştır ve seçilebilecek 4/8/12 karıştırma pozisyonu konfigürasyonlarına sahiptir. Laboratuvar alanı verimli bir şekilde kullanabilir. DC fırçasız motor model, düşük hızlı ancak kararlı, yüksek hızlı ve düşük gürültü seviyesini sağlamaktadır. Paslanmaz çelik, silikon reçine film disk ile kaplanmıştır. Cihazlar kaymaz ve korozyon önleyici özelliğe sahiptir.

Gerçek zamanlı olarak dijital ekran üzerinden karıştırma hızı, karıştırma pozisyonları eşzamanlı olarak çalışmaktadır ve homojen karıştırma reaksiyon koşullarını sağlamaktadır.

Cihazlar Paslanmaz çelik, silikon reçine film pedi ile kaplanmıştır. Kaymaz ve korozyon önleyici özelliğe sahiptir.

MS3-MaxiStir8PT, özel ısıtma teknolojisine sahip olup 120°C'ye kadar yüzey sıcaklığı sağlamaktadır.



MS3-MaxiStir4P



MS3-MaxiStir8P



MS3-MaxiStir12P



MS3-MaxiStir8PT

Özellik	MS3-MaxiStir4P	MS3-MaxiStir8P	MS3-MaxiStir12P	MS3-MaxiStir8PT
Karıştırma noktası sayısı	4	8	12	8
Karıştırma bari boyutu	φ8 x 46mm	φ8 x 46mm	φ8 x 46mm	φ8 x 46mm
Maksimum kapasite	400ml x 4	400ml x 8	400ml x 12	400ml x 8
Dijital göstergesi	Hız göstergesi	Hız göstergesi	Hız göstergesi	Temperature and speed
Hız ayarı	200-1200rpm	± 200-1200rpm	± 200-1200rpm	200-1200rpm
Sıcaklık kontrol ayarı	/	/	/	R.T. +5°C-120°C
Platform materyali	Silikon pedli paslanmaz çelik	Silikon pedli paslanmaz çelik	Silikon pedli paslanmaz çelik	Silikon pedli paslanmaz çelik
Motor	DC fırçasız motor	DC fırçasız motor	DC fırçasız motor	DC fırçasız motor
Voltaj	AC 220V, 50/60Hz	AC 220V, 50/60Hz	AC 220V, 50/60Hz	AC 220V, 50/60Hz
Güç	20W	20W	20W	400W
Sigorta	250V, 1A, φ5x20	250V, 1A, φ5x20	250V, 1A, φ5x20	250V, 5A/3A, φ5x20
Boyutlar, G x D x Y	W.115 x D.480 x H.50mm	W.205 x D.480 x H.50mm	W.295 x D.480 x H.50mm	W.205 x D.480 x H.50mm
Net ağırlık	3kg	4kg	5kg	5.3kg