

MS3-MaxiSpin8

Mini Spin Santrifüj

Mini Spin Santrifüj, özgün ve benzersiz görünümü ile mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır.

Cihaz kombine rotora sahiptir ve rotorda tek döngüde 1.5ml/ 2.0ml / 0.5ml / 0.2ml tüpler, 0.2ml x 8 PCR tüp stripler çalışabilmektedir.

Mini spin santrifüj kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Kapağı açık kapatıldığında santrifüj otomatik olarak başlatılıp durdurulur. Cihaz digital zamanlayıcı fonksiyonuna sahiptir.

Özellikler	MS3-MaxiSpin8
Hız aralığı	6000 rpm
RCF	Yaklaşık. 2300 xg
Rotor kapasitesi	8 x 1.5/2ml santrifüj tüpü 8 x 0,5ml tüp 8 x 0,2ml tüp 2 x 8 x 0.2ml PCR strip
Digital zamanlayıcı ayar aralığı	1-9999sn veya dokunma işlemi
Çalışırken gürültü seviyesi	Maksimum 45dB
Voltaj	AC 220-230V, 50/60Hz
Güç	45W
Sigorta	250V, 1A , Ø5x20
Boyutlar, Genişlik x Derinlik x Yükseklik	156x176x121 mm
Net ağırlık	1.5 kgs

