

MS2-MaxiFlake60

Laboratuvar tipi otomatik Kar-buz Makinesi, kapasite: 60kg/gün

Laboratuvar tipi otomatik Kar-buz Makinesi, enerji açısından verimli özelliklere sahip son derece dayanıklı malzemeden yapılmış olup kompakt bir yapıya sahiptir. Artan verimlilikle birlikte, 60 kg/gün buz yapma kapasitesi sayesinde hızlı kar-buz üretimi sağlar. Kendi kendine yeten depolama haznesi, ayrı bir depolama birimi ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

Farmasötik, Biyokimyasal ve biyolojik çalışmalarda, Biyoteknoloji ve Tıbbi laboratuvarlarda, Araştırma laboratuvarlarında ve moleküler biyoloji laboratuvarlarında kullanılmaktadır.



- Granül şekilli kar-buz parçaları üretir,
- Tam otomatik çalışır ve kullanımı kolaydır,
- Buz ve su seviyesini gösteren indikatör sistemi bulunmaktadır,
- Yüksek verimli CFC içermeyen kompresör, ekonomik ve düşük enerji tüketimi,
- Hava soğutmalı kondenser,
- Yüksek kaliteli paslanmaz çelik konstrüksiyon,
- Aşırı yük koruması, düşük gürültü seviyesi,
- Ergonomik olarak tasarlanmış buz depolama kapısı,
- Cihaz içerisinde buz kepçesi, musluk suyu hortumu ve atık su hortumu bulunmaktadır.



Özellikler

Model: MS2-MaxiFlake60

Kar-buz üretim kapasitesi	60kg/gün
Kar-buz depolama kapasitesi	15kg
Boyutlar (G x D x Y)	398 x 542 x 700mm
Ağırlık, net	40kg
Soğutucu gaz	R290
Elektrik voltajı	220V/ 50Hz

