

MS3-MaxiMix80

Vertikal Rotasyonel Karıştırıcı

Vertikal Rotasyonel Karıştırıcı, numuneyi kan karıştırma gibi bir süspansiyon durumunda tutmak için verimli ancak yumuşak karıştırma sağlar. Kan pıhtılarının önlenmesi, lateks teşhisi, immünopresipitasyon ve benzeri laboratuvar uygulamalar için uygundur.

Akıllı görünüm, sağlam yapı, basit kullanımı bulunmaktadır. LED gösterge üzerinden zaman ve hız değerleri dijital olarak görüntülenir.

DC fırçasız motor, kararlı Performans, düşük gürültü ve uzun kullanım ömrü bulunmaktadır.

360° dikey sirkülasyon dönüşü, sorunsuz ve istikrarlı bir şekilde çalışmaktadır.

Farklı türdeki tüplere uyacak şekilde isteğe bağlı olarak farklı tüp tutucu aparatlar bulunmaktadır.

Braketin her iki ucuna da yağsız rulmanlar yerleştirilmiştir.



Aksesuarlar



Mix80-A Tüp tutucu aparat:
1.5ml Tüp x 64



Mix80-C Tüp tutucu aparat:
50ml keskin tabanlı tüp x16



Mix80-B Tüp tutucu aparat:
15ml keskin tabanlı tüp x 22

Özellik	MS3-MaxiMix80
Hız kontrol aralığı	10rpm - 80rpm
Karıştırma orbiti	Dairesel
Zaman kontrol aralığı	1dk - 99sa59dk
Voltaj	AC 220V, 50/60Hz
Güç	16W
Sigorta	250V, 1A, ϕ 5x20
Boyutlar G x D x Y	W.470 x D.190 x H.160mm
Net Ağırlık	2.8 kg