


MS3-MaxiPlate2 Mikroplate Santrifüj

Mikroplaka Santrifüjü, 96 kuyulu mikroplakalar için özel olarak tasarlanmıştır. Mikroplate'teki damlacıkları ve yoğunlaşmayı santrifüj hızıyla çöktürebilmektedir.

Mikroplaka santrifüj cihazı; etekli(skirted), yarı etekli(semi-skirted), eteksiz(non-skirted) ve tüm standart PCR plakaları için uygundur.

Cihaz güçlü santrifüjleme gücüne sahiptir. Kısa bir sürede 2500 rpm'e hızlanmaktadır ve en yüksek hızdan durması yaklaşık 10 saniyedir.

Akıllı boyut, kompakt çalışma. Kapak, mikroplate'leri koymak ve almak için uygun olan 95 dereceye kadar tamamen açılabilir.



Spesification	MS3-MaxiPlate2
Hız aralığı	2500 rpm
RCF	627 xg
Örnek kapasitesi	2 x PCR plates
Rotor	Vertikal fikslenmiş
Dijital zamanlayıcı aralığı	1-99sn yada dokununca
Voltaj	DC 24V güç adaptörü (AC 100V-230V, 50/60Hz)
Güç	40W
Boyutlar, Genişlik x Derinlik x Yükseklik	190x219x186 mm
Net Ağırlık	2.7 kgs