

MS3-MaxiRocker3D

Üç Boyutlu Rocking Çalkalayıcı

Üç Boyutlu Rocking Çalkalayıcı, yumuşak ama kapsamlı karıştırma için mükemmel 3 boyutlu harekete sahip ekonomik bir 3D döner rocker'dır. Küçük numuneleri karıştırmak için ideal bir seçimdir. Jel boyama ve diğer bağlanma/ boyama gibi ile ilgili tüm laboratuvar uygulamaları için kullanılabilir. Kan toplama tüpleri ve santrifüj tüpleri için uygundur. İç bükey ped, tüpleri sıkıca tutabilmektedir.

Nazik ama kapsamlı karıştırma.

Kan alma tüpleri ve santrifüj tüpleri için uygun.

Sabit hız ve eğim açısı.

Soğuk odalarda ve inkübatörlerde kullanım için uygundur.

MS3-MaxiRocker3D cihazı kapasitesi : 1.5ml x 60, 3ml x 30, 7 ml x 21, 15ml x 17'dir.

Özellik	MS3-MaxiRocker3D
Hız aralığı	20rpm (Sabit)
Çalkalama orbiti	3 Boyutlu / 20° (Sabit)
Maksimum yükleme	0.8 kg
Voltaj	AC 220V / AC 110V, 50/60Hz
Güç	45W
Boyutlar G x D x Y	W.240 x D.170 x H.150mm
Net Ağırlık	1.6 kg

