

MS3-MaxiSteri14

Bakteri-Sineratör Sterilizatör, Mikro insineratör

Mikro insineratör sterilizatör, kullanımı kolay kızılötesi ısı sterilizasyonu tekniği ile çalışmaktadır. Kullanımı kolaydır, açıkta alev bulunmamaktadır ve rüzgar korkusu bulunmamaktadır. Biyogüvenlik kabini, laboratuvar tezgahları üstünde, mikrobiyolojik çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Elektronik kızılötesi ilkesine dayanan ürünler, öze halkasının veya öze iğnelerinin sterilizasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır ve tamamen alkol kullanılan beklerin yerini almaktadır.

Isıtma deliği içindeki sıcaklık 800°C veya üzerine çıkabilir, sterilizasyon sadece 5-7 saniye sürer ve sterilizasyon yapılmaktadır. Cihaz anaerobik bir odada kullanılabilir.

Küçük hacimli, hafif, görünüm ve temizlemesi kolay. Isıtma gövdesi açısı ayarlanabilir, kolay kullanımlıdır.

Seramik borularının derinliklerinde küllenen organik maddeler bulaşıcı sıçramayı ve çapraz kontaminasyonu önlemektedir.



Özellik	MS3-MaxiSteri14
Merkez maksimum sıcaklığı	825°C±50°C
Düşük seviye sıcaklığı	480°C
Isıtma hızı	20dk (Maksimum sıcaklık için)
Maksimum sterilizasyon çapı	φ14mm
Isıtma elementi uzunluğu	140mm
Ayarlanabilir açı	75° - 120°
Voltaj	AC 220V 50/60Hz
Güç	230W
Sigorta	250V, 2A/3A, φ5x20
Boyutlar G x D x Y	W.87 x D.151 x H.160mm
Net ağırlık	1kg