

MS3-MaxiSteri4

Cam Boncuk Sterilizatörü

Cam Boncuklar Sterilizatörü, küçük laboratuvar ekipmanlarının hızlı sterilizasyonu için ısıtılmış cam boncuklar kullanmaktadır. Cihaz genellikle forseps, makas, neşter ve laboratuvar gereçleri için kullanılır. Araştırma laboratuvarlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Küçük hacimli, hafif, basit kullanım, uzun çalışma ömrüne sahiptir.

Inner temperature of container is equipped with high temperature sterilization beads can be heated to about 300°C.

Cihaz iç sıcaklığı, yaklaşık 300°C'ye kadar ısıtılabilen yüksek sıcaklık sterilizasyon boncukları içermektedir.

1.5 - 2.0 mm çapında cam boncuklar cihaz içine yerleştirilmektedir.

Kompakt görünümlü tasarım, dijital gerçek zamanlı ekran sıcaklığı okunabilmektedir. Ultra temiz tezgahlarda kullanılabilir.

Paslanmaz çelik iç yapı, entegre yüksek performanslı ısıtma elemanları, yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrol cihazı ve aşırı sıcaklık koruması bulunmaktadır.

Özellik	MS3-MaxiSteri4
Sıcaklık kontrol aralığı	100°C - 300°C
Sıcaklık stabilitesi	±5°C
Isıtma hızı	≤25dk
Isıtma haznesi boyutları (Çap x derinlik)	φ40 x 150mm
Cam boncuk kapasitesi	600g
Kapak materyali	Paslanmaz çelik
Yalıtım materyali	Yeşil Mineral Yün
Voltaaj	AC 220V / AC 110V. 50/60Hz
Güç	300W
Sigorta	250V, 2A/3A, φ5x20
Boyutlar G x D x Y	W.130 x D.150 x H.240mm
Net Ağırlık	2.5 kg

