

MS4-MaxiWash96

Mikroplate Elisa Yıkayıcı

Mikroplaka yıkayıcı, kullanılan yıkama sıvısının veya atık sıvının taşmasını önlemek için, riski en aza indirmek ve sıvının pompaya emilmesini, cihazın bozulmasını önlemek için sıvı seviye sensörüne sahiptir.

Mikroplaka yıkayıcı, 3 adet 2L yıkama şişesi ve 1 adet 2L atık şişesi içermektedir.

- Rahat kullanım için tasarlanmış geniş LCD ekran menü
- Mikroplateler veya strip için yıkama fonksiyonu
- 12 yollu ve 8 yollu manifold
- İki pipet ile düşük kalıntı hacmi
- Komple alt yıkama
- Çalkalama ve diplleme fonksiyonu
- Vakum ve basıncın otomatik izlenmesi, otomatik durulama döngüsü
- Düz, V tabanlı veya U tabanlı mikroplaka ve şerit yıkama
- 48 adede kadar kullanıcı programlı yıkama protokolünü saklamak için geniş hafıza
- Acil durum durdurma ve sıvı uyarısı

Özellikler	MS4-MaxiWash96
Ekran	Yüksek parlaklıkta LCD
Ekran girişi	8 tuşlu membran klavye
Manifold	8 pin ve 12 pin
Yıkama modu	Strip mod ve mikroplate mod
Yıkama metodu	Tek ve çift noktalı
Yıkama strip'i	1-12 ayarlanabilir
Uygulanabilir mikroplate'ler	Düz, V tabanlı veya U tabanlı
Yıkama zamanları	0-99 kez, ayarlanabilir
Diplleme süresi	0-3600s ayarlanabilir
Çalkalama süresi	0-600s ayarlanabilir
Artık hacmi	≤1µL/kuyu
Sıvı hacmi	10-3000ul/kuyu, 10ul aralıkla artırılabilir
Sipping süresi	0.1-9.9s
Depolama kapasitesi	100'den fazla kullanıcı tanımlı yıkama prosedürü
Boyutlar:	
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	448x382x163mm
Net ağırlık	8kgs
Çalışma ortamı	Sıcaklık 5°C-40°C, Maks. nem %80

