

MS5-MaxiBSC serisi

Class II Biyolojik Güvenlik Kabinleri

Maxilab Biyoteknoloji Sınıf II Biyolojik Güvenlik Kabinleri, kullanıcı dostu kontrol sistemi tarafından sürekli izlenen ve kontrol edilen optimum performans sağlayarak kullanıcıya güvenli ve güvenilir bir çalışma ortamı sunar.

Testlerde kabin içinde çalışılan riskli olabilecek ya da riskli mikroorganizmalardan çıkan aerosollere karşı operatör, çevre ve çalışılan numuneler için birinci sınıf koruma sağlar.

D.O.P test çıkışı standart olarak sunulan Maxilab Biotechnology Class II Mikrobiyoloji Güvenlik Kabinleri güvenliğin yanında kullanım kolaylığı, rahatlığı ve bakım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

HEPA filtreler kolaylıkla kısa sürede değiştirilir ve kolaylıkla erişilebilen kontrol sistemi kontamine olmuş alan dışına yerleştirilmiş vaziyettedir.

- Akıllı kontrol sistemli geniş dokunmatik ekran
- Motorize ön cam (Elektrik kontrollü)
- Hava akışı sistemi: %70 hava devridaimi, %30 hava çıkışı.
- Dekontaminasyon için UV lambası



Özellikler	MS5-MaxiBSC90	MS5-MaxiBSC120	MS5-MaxiBSC150	MS5-MaxiBSC180
HEPA Filtre	≥ 0.3 µm partiküller için %99.999 verimlilik (EN 1822'ye göre H14 sınıfı)			
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik toz boyalı çelik			
Çalışma Tablası	Demonte delikli AISI 304 paslanmaz çelik			
Fan	Yağlama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip			
Aydınlatma	Düşük güç yüksek yoğunluklu 800 Lüx (Floresan lamba)			
İç Ölçüler, GxDxY, cm	90x62x63 ve isteğe bağlı	120x62x63 ve isteğe bağlı	150x62x63 ve isteğe bağlı	180x62x63 ve isteğe bağlı
Dış Ölçüler, GxDxY, cm	106x90x230 ve isteğe bağlı	136x90x230 ve isteğe bağlı	166x90x230 ve isteğe bağlı	196x90x230 ve isteğe bağlı
Gürültü Seviyesi	<60dBA			
Standart Aksesuar	Ayaklı destek standı / UV Lamba/ Floresan lamba/ Elektrik prizi/ Vakum vanası			
Kurulu Güç	700W		850W	
Güç Değerleri	220V, 50Hz.			
Hava Akış Kontrolü	Dijital Hız Kontrollü			
Diğer Teknik Özellikler	Kullanıcı isteği ve laboratuvar şartlarına uygun şekilde cihaz üretilmektedir			